


Gymna ShockMaster

Hét radiale schokgolf therapie systeem.

Werkingsprincipe

Een snel bewegend projectiel draagt zijn energie over op de behandelkop. De gegenereerde radiale schokgolven verspreiden zich en worden geabsorbeerd door het te behandelende gebied van het lichaam.



Effecten

- Onmiddellijke en duidelijke pijn vermindering
- Verbetering van de beweeglijkheid (ROM)
- Verwijderen van fibrose, verkalkingen
- Stimulatie van het metabolisme

Voordelen

- De ideale therapie voor chronische en complexe musculoskeletale klachten
- Succes rate van 80%
- Korte behandelijd: ongeveer 10 minuten
- Gemiddeld 6-8 behandelingsessies nodig
- Realistisch alternatief voor chirurgie
- Vervolmaking van uw praktijk



My best investments ever!

Gymna ShockMaster



Uw verdeler:

gymna[®]

www.gymna.com

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, België

Tel: +32 (0)89 510510 | Fax: +32 (0)89 210513

Gymna ShockMaster 300

Radiale schokgolf therapie altijd en overal.

NIEUW !



gymna[®]

www.shockmaster.eu

art nr: 338342 - NL © Gymna Uniphy 2011

Gymna ShockMaster 300

Radiale schokgolf therapie is een gevestigde en erkende behandeling. Met de mobiele ShockMaster 300 bent u nu in staat om behandelingen uit te voeren altijd en overal. Geen beperkingen, gewoon 'plug and play'.



Mobiel

Ga op de baan met dit draagbaar toestel

- Klein en licht apparaat: eenvoudig te installeren
- Ingebouwde luchtcompressor: geen onderhoud

Comfort

Ideale werkomstandigheden terwijl de patiënt uw onverdeelde aandacht krijgt

- Perfecte inijkhoek voor u én uw patiënt
- Beschermtje: veilige en gemakkelijke manier om uw handpistool op te leggen
- Geluidloze lucht compressor: optimale communicatie tussen therapeut en patiënt



D-ACTOR behandelkop



Tijdsbesparing

Win tijd met het gebruik van de ShockMaster

- Doe-het-zelf revisie: kosten en tijd besparend
- Kleurrijke lichtbalk: Duidelijke weergave van de behandelduur
- Grote bedieningsknoppen: Snelle en makkelijke parameter aanpassingen



Standaard 15 mm behandelkop



D-ACTOR behandelkop 20 mm

Radiale schokgolven

Radiale schokgolven en vibrerende pulsen

Insertionele aandoeningen

Myofasciale trigger punten, spieren en bindweefsel, fibrose, dieper gelegen spierregio's

kijk op www.shockmaster.eu voor de overige behandelkoppen

ShockMaster 300

- Ingebouwde geluidloze lucht compressor
- Max. frequentie: 15 Hz
- Max. druk: 4 bar
- Gewicht: 11 kg
- Afmeting (B x H x D): 42 x 38 x 18 cm
- Draagtas (optioneel)
- 15 mm behandelkop
- D-Actor 20 mm behandelkop
- 4 Revisies
- 7" LCD full colour touch screen



Schouderpijn met of zonder verkalkingen
Verbetering van de beweeglijkheid.



Plantaire Fasciopathy
Verbetering van het draagvermogen en pijn vermindering.



Myofasciale trigger punten
Verbreken van de continue gecontracteerde sarcomeren in de spiervezels. Vermindering van uitstralende en lokale pijn.

Indicaties

Indicaties

- Tenniselleboog/Laterale epicondylitis
- Golferselleboog/Mediale epicondylitis
- Dupuytren contractuur
- Ziekte van Ledderhose
- Hielspoor/Plantaire fasciopathy
- Shin splints/Tibialis anterior syndroom
- Patellaire tendinopathie
- Achillodynia
- Myofasciaal pijnsyndroom
- En anderen ...